



EDELWEISS IGIENIC EASY

DETERGENTE DESINCRUSTANTE HIGIENIZANTE ALTAMENTE CONCENTRADO PARA BAÑOS CON EFECTO DESODORANTE

- Fácil dosificación
- Previene las incrustaciones y deja las superficies brillantes
- Contiene ciba tinosan hp 100

Detergente desincrustante higienizante a base de ácido cítrico fácil de aclarar. específico para el cuarto de baño (lavabos, tinas de baño, revestimientos de cerámica, grifos, etc.) sistema EASY DOSE.

MODO DE USO

Formato de 750 ml: Diluir el producto en agua con el sistema EASY DOSE (llenar el medidor presionando sobre el envase y verter 2 dosis en 1 envase de 500 ml de agua). Pulverizar el producto sobre la superficie que se ha de limpiar y pasar con un paño hasta que esté completamente seca. Formato de 5 kg: Diluir el producto en agua con sistema EASY DOSE (usar sistema Venturi o la específica bomba para bidón y usar 2 dosis en 1 envase de 500 ml de agua). Pulverizar el producto sobre la superficie que se ha de limpiar y pasar con un paño hasta que esté completamente seca.


DILUCIÓN

12% (60 ml en 500 ml)

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
PERFUME/OLOR: Afrutado
COLOR: Rosa
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 37 ± 2
PH: 3,0 ± 0,5
DENSIDAD: 1095
OTRAS INFORMACIONES: Tinosan HP 100 (2-hidroxi-4.4'dicloro-difenileter)

PICTOGRAMAS



IRRITANTE

ADVERTENCIAS

Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. CUIDADO! Peligrosa su ingestión. Evite la inhalación. Evite contacto prolongado con la piel. Después de utilizar este producto lave y seque las manos. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada; en caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir al vomito. Concurrir al médico llevando el rótulo del envase. No volver a utilizar los envases vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS

Producto de limpieza para sanitarios. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CANTIDAD	PALLET
4055	ml 750	6	21x3=63